



Merkblatt für den Einsatz von ivoris® connect

Sehr geehrte Anwenderinnen und Anwender,
danke, dass Sie sich für **ivoris® connect** in Verbindung mit **iie-systems** entschieden haben.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Voraussetzungen

Für die Nutzung der Webseiten-Integration von **iie-systems** ist sowohl an den betreffenden Arbeitsstationen als auch an Ihrem Server eine Internetverbindung sowie eine aktuelle Version des Internet Explorers (ab Version 11.0) erforderlich. Ferner wird für die Darstellung einiger Seiteninhalte das Browser-Plugin Adobe Flash Player® benötigt (Download: <http://get.adobe.com/de/flashplayer/>). Für die Nutzung der Sidebar in **ivoris®** ist eine Bildschirmauflösung von mindestens 1366x768 erforderlich.

Ablauf


- 1.) Für die Einrichtung von **ivoris® connect** sind an Ihrem Server administrative Rechte erforderlich. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren Systembetreuer.
- 2.) Falls Sie noch nicht auf dem Webportal von **iie-systems** registriert sind, tun Sie das bitte nach der Freischaltung und Einrichtung von **ivoris® connect**.
<http://www.iie-systems.com/kontakt/>
Wenden Sie sich bei Fragen dazu bitte an die unten angegebenen Kontaktdaten.
- 3.) Nach Erhalt Ihrer Zugangsdaten (Kundennummer und Passwort) erfassen Sie diese bitte in **ivoris®** unter *Einstellungen - Allgemein - Konfigurationen* -> *iie-systems* und starten das Programm anschließend neu.
- 4.) Über das iie-Symbol oder den entsprechenden Tab in der Sidebar rufen Sie die Web-Inhalte zum Patienten auf. Beachten Sie dazu bitte unbedingt die Vorgehensweise, wie sie unter dem Punkt **Dokumentation und Datenschutz** beschrieben ist.
- 5.) Änderungen an den Patienten-Stammdaten in **ivoris®** werden unmittelbar an **iie-systems** übermittelt. **iie-systems** bietet Ihnen ggf. bei nicht eindeutigen Patientendaten eine Möglichkeit zur Patientenauswahl an.

Dokumentation und Datenschutz

Beim Datenaustausch zwischen verschiedenen Beteiligten sind die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einzuhalten. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass vor der ersten Übergabe von Patientendaten an **iie-systems** die Zustimmung des Patienten zur Weitergabe seiner Daten vorliegt. Hierzu unterstützt **ivoris®** folgende Abläufe:

1.) Sie vereinbaren telefonisch einen Ersttermin mit einem neuen Patienten

- a) Verfahren Sie im *Terminplaner* wie gewohnt - erfassen Sie die Stammdaten des Patienten im Dialog über die entsprechende Schaltfläche:



b) Während des Telefonats informieren Sie den Patienten über die Möglichkeiten und die Funktionsweise von **iie-systems**, über die Weitergabe seiner Kontaktdaten und die Möglichkeit des Widerspruchs.

c) Beim Speichern der Daten haben Sie die Möglichkeit, die telefonische Einverständniserklärung des Patienten - sofern er diese gibt - in **ivoris®** zu dokumentieren:

Telefonische Einverständniserklärung erhalten

d) Erst ab diesem Zeitpunkt findet eine Datenübergabe an **iie-systems** statt. Diese beinhaltet lediglich die Kontaktdaten des Patienten. Der Patient erhält nachfolgend eine eMail von **iie-systems** mit der Möglichkeit des Widerspruchs und der vollständigen Löschung seiner dorthin übermittelten Daten.

e) Besucht der Patient zu seinem Termin Ihre Praxis, ist es darüber hinaus erforderlich, die Einverständniserklärung verbindlich - d.h. schriftlich - einzuholen. Entsprechende Vereinbarungsvordrucke erhalten Sie von **iie-systems**. Das schriftliche Einverständnis des Patienten dokumentieren Sie ebenfalls in **ivoris®** unter *Stammdaten – Status*:

Schriftliche Einverständniserklärung erhalten

2.) **Sie bekommen von einem bereits in ivoris® angelegten Patienten die unterschriebene Einverständniserklärung bzw. diese liegt Ihnen bereits vor:**

Setzen Sie das entsprechende Kennzeichen beim Aufruf der Web-Inhalte zum Patienten - der Dialog erscheint automatisch - oder ebenso unter *Stammdaten - Status*:

Schriftliche Einverständniserklärung erhalten

Ihre Ansprechpartner

iie-systems GmbH - Support Online-System, Web-Inhalte, Accountverwaltung
Hotline: **0591 57315** bzw. **01525 5744852** (Herr Steffen Korth)

Computer konkret AG - Modulfreischaltung, Programmeinstellungen und Handhabung **ivoris®**
Hotline: **03745 7824-31**

Wichtiger Hinweis

Wir machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass der Schutz von Patientendaten und der gewissenhafte Umgang mit diesen Daten in der Verantwortlichkeit Ihrer Praxis liegen. Achten Sie bitte darauf, die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend einzuweisen. Bei Fragen zur Funktionsweise bzw. der Datenverarbeitung im Online-System wenden Sie sich direkt an **iie-systems**.

Betätigung des Anwenders

Mit dieser Unterschrift bestätigen wir, dass wir über die Funktionsweise von **ivoris® connect** und **iie-systems** sowie die geltenden Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes informiert wurden und diese verstanden haben.

Datum, Stempel, Unterschrift Praxisinhaber/-in