



Stand 03.2017

## Merkblatt für den Einsatz von **ivoris® digital plus**

Sehr geehrte Anwenderinnen und Anwender,  
danke, dass Sie sich für **ivoris® digital plus** in Verbindung mit **infoskop®** entschieden haben.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

### Voraussetzungen

Für die Aufklärung Ihrer Patienten benötigen Sie das Modul **ivoris® digital plus** und das Produkt **infoskop®** von **synMedico**. Siehe auch <http://www.synmedico.de>.

Darüber hinaus beachten Sie bitte:

- ✓ **infoskop®** als mobile Lösung basiert auf dem iPad®
- ✓ ein Internetzugang und ein W-LAN-Router in Ihrer Praxis sind erforderlich

### Ablauf

- 1.) Zunächst ist der Erwerb und die Einrichtung der Software **infoskop®** von **synMedico** erforderlich. Wenden Sie sich bei Fragen dazu bitte an die unten angegebenen Kontaktdaten.
- 2.) Für die Einrichtung von **ivoris® digital plus** werden an Ihrem Server administrative Rechte benötigt.
- 3.) Voraussetzung ist, dass der Client von **infoskop®** an Ihrem Server installiert wurde.
- 4.) Unter dem Punkt *Einstellungen – Kopplungen* wird **infoskop®** an **ivoris®** angebunden.
- 5.) Bitte testen Sie, dass
  - a. Patienten automatisch an **infoskop®** übergeben werden.
  - b. Dokumentationen automatisch in die Patientenakte von **ivoris®** importiert wird.
  - c. Bilder aus **ivoris® analyze** bei dem Patienten in **infoskop®** zu sehen sind.

### Ihre Ansprechpartner

**synMedico** - Support **infoskop®** und mobile Geräte, Anbindung der bildgebenden Software und Integration in das Praxisnetzwerk  
Hotline: **0800 INFOSKOP (0800 46367567)**

**Computer konkret AG** - Modulfreischaltung, Programmeinstellungen und Handhabung **ivoris®**  
Hotline: **03745 7824-31**